


655075

Cod. 07.3714.99

Piastra 96 pozzetti fondo piatto pieno GREINER bianco Lumitrac 200 binding medio no sterile conf 10 imballo 40 pezzi



Descrizione

Piastre a 96 pozzetti a fondo piatto per micrometodi, in polistirene, originali Greiner Bio One. Esenti da DNase, RNase e DNA umano, apirogene.

Ideali per metodi in luminescenza, trattamento Lumitrac, e fluorescenza, trattamento Fluotrac.

Disponibili con due trattamenti specifici della superficie:

- "200", a capacità legante media, con superficie meno idrofobica, ideale per proteine non-polari e peptidi.
- "600", ad alta capacità legante.

Fondo piatto, pieno. I pozzetti sono di tipo "Chimney", indipendenti tra loro per ridurre il rischio di contaminazioni.

Vendute senza coperchio, sia non-sterili che sterili.

Dati Tecnici

Colore	bianco
Trattamento	Lumitrac 200
Binding	medio
Sterile	no
Confezione (pezzi)	10/40

Varianti

Codice	Prodotto	Colore	Trattamento	Binding	Sterile
07.3714.99	655075	bianco	Lumitrac 200	medio	no
07.3919.99	655074	bianco	Lumitrac 600	alto	sì
07.3920.99	655077	nero	Fluotrac 600	alto	sì
07.3921.99	655076	nero	Fluotrac 200	medio	no