

675074

Cod. 07.3928.99

Piastra 96 pozzetti "HALF-AREA" GREINER fondo pieno trasparente sterile
conf 10 imballo 40 pezzi



Descrizione

Piastre a 96 pozzetti a fondo piatto e area dimezzata. Offrono il vantaggio della riduzione dei reagenti, come per le micropiastre a maggior numero di pozzetti, senza però rinunciare al loro utilizzo con strumentazione automatica, normalmente settata per piastre, appunto, a 96 pozzetti.

Disponibili per metodi ottici, con fondo piatto trasparente o pieno, nei colori bianco, per metodi in luminescenza, o nero, per metodi in fluorescenza.

Modelli senza capacità legante o con capacità media o alta.

Vendute senza coperchio, sia sterili che non-sterili.

Dati Tecnici

Tipo	675074
Tipo di fondo	pieno
Colore	bianco
Binding	alto
Sterile	sì
Confezione (pezzi)	10/40

Varianti

Codice	Prodotto	Colore	Binding	Sterile
--------	----------	--------	---------	---------

07.3926.99	675161	trasparente	-	sì	
07.3927.99	675101	trasparente	-	no	
07.3928.99	675074	675074	bianco	alto	sì
07.3929.99	675075	bianco	medio	no	
07.3930.99	675077	nero	alto	sì	
07.3931.99	675076	675076	nero	medio	no