

LS

Cod. 22.8579.99

Agitatore ad asta VELP modello LS



Descrizione

Agitatore ad asta VELP adatto per liquidi di viscosità medio-bassa.

La struttura in tecnopolimero offre un'elevata resistenza agli agenti chimici ed una leggerezza unica, mentre il motore robusto garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione.

Semplice da installare, resistente e sicuro, offre un ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco. L'intuitivo mandrino autobloccante non richiede particolari strumenti ed offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni.

Un particolare sistema blocca l'agitatore in caso di cattivo funzionamento in modo da garantire un'estrema sicurezza.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	50÷2000
Volume trattabile (l)	25
Viscosità massima (mPa·s)	10000
Campo viscosità	medio-bassa
Classe di protezione	IP 40
Display	No
Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	80x196x215
Peso (kg)	2,3
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/ 50-60/120

Accessori/Correlati

23.0034.88	A00001302 Pinza a nastro
23.0045.88	A00001304 Asta di agitazione inox a pale flottanti
23.0046.88	A00001305 Asta di agitazione inox pala basculante
23.0047.88	A00001306 Asta di agitazione inox a pala fissa
23.0048.88	A00001307 Asta di agitazione inox a elica
23.0049.88	A00001308 Asta di agitazione inox a 6 fori
23.0050.88	A00001309 Asta di agitazione inox pala a turbina
23.0051.88	A00001310 Asta di agitazione inox a turbo elica
23.0052.88	A00001311 Asta di agitazione inox ad ancora
23.0024.88	A00001301 Morsetto doppio per stativo.
23.A005.09	A00000366 Sostegno con base ed asta