

B-155

Cod. 22.8582.99

Microscopio biologico per didattica monocolare OPTIKA modello B-155



Descrizione

La serie B è nata per soddisfare pienamente le esigenze dei laboratori didattici; vengono forniti con una dotazione standard completa al fine di consentire uno studio del mondo microscopico in modo didatticamente valido.

La qualità delle ottiche, l'affidabilità delle componenti meccaniche, il prezzo estremamente competitivo così come l'ottimo rapporto qualità/prezzo fanno di questi strumenti il top della loro categoria.

Modello B-155 da 1000 ingrandimenti.

Caratteristiche

- Testata con tubo oculare inclinato a 30° e ruotante a 360°.
- Oculare a campo largo WF10x/18mm.
- Revolver portaobiettivi quadruplo ruotante in entrambi i sensi con fermo a scatto in corrispondenza degli obiettivi.
- Obiettivi acromatici DIN 4x, 10x, 40x, 60x, 100x.
- Manopole per la messa a fuoco macro e micrometrica coassiali, con scatto d'arresto.
- Piano portapreparati a doppio strato 125x116 mm con traslatore meccanico e pinzetta fermapreparati.
- Condensatore N.A. 1.2 con diaframma.

Dati Tecnici

Modello

B-155

Testata	monoculare
Oculare	WF10x/18 mm
Obiettivi	acromatico 4x 10x 40x 100x
Revolver	quadruplo
Illuminatore	LED 1 W con alimentatore esterno
Condensatore	N.A. 1,2 con diaframma
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	- / - / -
Peso (kg)	-
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/-

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Testata	Obiettivi	Revolver	Illuminatore	Condensatore	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.8580.99	B-151	monoculare	acromatico 4x 10x 40x	triplo		LED 1W con alimentatore esterno	N.A. 0,65 con diaframma	170 /210 /350	4	230/50/-
22.8528.99	B-157	B-157	binoculare	acromatico 4x 10x 40x 60x	quadruplo	LED1Wcon alimentatore esterno	N.A. 1,2con diaframma	-/-/-	-	230/50/-
22.8581.99	B-153	monoculare	acromatico 4x 10x 40x 60x	quadruplo		LED 1 W con alimentatore esterno	N.A. 1,2 con diaframma	- / - / -	-	230/50/-
22.8582.99	B-155	B-155	monoculare	acromatico 4x 10x 40x 100x	quadruplo	LED 1 W con alimentatore esterno	N.A. 1,2con diaframma	- / - / -	-	230/50/-
22.8583.99	B-159	B-159	binoculare	DIN acromatico 4x 10x 40x 100x	quadruplo	LED1Wcon alimentatore esterno	N.A. 1,2con diaframma	-/-/-	-	230/50/-

Accessori/Correlati

23.7857.99	M-001 Oculare H 5x
23.3460.64	M-003 Oculare WF16x.
23.3461.64	M-004 Oculare micrometrico WF10x.
23.8981.99	M-139 Obiettivo acromatico DIN 20x / 0,40
23.7918.99	M-142 Obiettivo acromatico DIN 60x / 0,85
23.8982.99	M-143 Obiettivo acromatico DIN 100x / 1,25.

23.8983.99

M-155
Set per luce polarizzata (solo filtri).
