

662892

Cod. 07.3936.99

Piastre multipozzetto GREINER SENSOPATE fondo in vetro, sterili, colore nero 24 pozzetti imballo singolo 1/12



Descrizione

Piastre in polistirene, nere, con fondo in vetro borosilicato di spessore pari a $175 \pm 15 \mu\text{m}$, saldato con collante col minor grado di auto fluorescenza possibile. Originali Greiner Bio One. Il fondo piatto in vetro permette la trasmissione della luce già dalla lunghezza d'onda di 350 nm.

Aree speciali di applicazione sono, tra le altre, la spettroscopia di fluorescenza e la microscopia confocale. Potenzialmente utilizzabili anche per colture cellulari previa verifica della compatibilità con le linee cellulari scelte.

Confezionate singolarmente, sterili, con coperchio.

Dati Tecnici

Tipo	662892
Posti	24
Confezione (pezzi)	1/12

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Posti	Confezione (pezzi)
07.3936.99	662892	662892	24	1/12
07.3717.99	655892	655892	96	1/16