


650001

Cod. 07.3937.99



Piastre per Elisa trasparenti Greiner tipo fondo ad U binding nero medio
imballo 10 / conf. 40 pezzi

Descrizione

Piastre a 96 pozzetti, originali Greiner Bio One, trasparenti in Microlon 200 o 600, a media o alta capacità legante, rispettivamente. Disponibili con diversi tipi di fondo:

- “U”, fondo arrotondato, per test di agglutinazione.
- “V”, fondo conico per pipettaggi di precisione
- “F-st”, fondo piatto standard.
- “FC”, fondo piatto e profilo dei pozzetti tipo Chimney, indipendenti per ridurre il rischio di contaminazioni.
- “HA”, fondo piatto “Half-Area”, più piccoli, per ridurre il quantitativo di reagenti mantenendo la possibilità dell'utilizzo in strumenti automatici.

Senza coperchio.

Dati Tecnici

Tipo di fondo	"U"
Binding	medio
Confezione (pezzi)	10/40

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo di fondo	Binding
07.3937.99	650001	"U"	medio

07.3711.99	675001	"HA"	medio
07.3712.99	675061	"HA"	alto
07.3938.99	650061	"U"	alto
07.3939.99	651001	"V"	medio
07.3940.99	651061	"V"	alto
07.3941.99	655001	"F-st"	medio
07.3942.99	655061	"F-st"	alto
07.3943.99	655080	"FC"	medio
07.3944.99	655081	"FC"	alto