


# 655061

Cod. 07.3942.99



Piastre per Elisa trasparenti Greiner tipo fondo a F-st binding alto, imballo 10/conf 40 pezzi

## Descrizione

Piastre a 96 pozzetti, originali Greiner Bio One, trasparenti in Microlon 200 o 600, a media o alta capacità legante, rispettivamente. Disponibili con diversi tipi di fondo:

- “U”, fondo arrotondato, per test di agglutinazione.
- “V”, fondo conico per pipettaggi di precisione
- “F-st”, fondo piatto standard.
- “FC”, fondo piatto e profilo dei pozzetti tipo Chimney, indipendenti per ridurre il rischio di contaminazioni.
- “HA”, fondo piatto “Half-Area”, più piccoli, per ridurre il quantitativo di reagenti mantenendo la possibilità dell'utilizzo in strumenti automatici.

Senza coperchio.

## Dati Tecnici

Tipo	655061
Tipo di fondo	"F-st"
Binding	alto
Confezione (pezzi)	10/40

## Varianti

Codice	Prodotto	Tipo di fondo	Binding
--------	----------	---------------	---------

---

07.3937.99	650001	"U"	medio
07.3711.99	675001	"HA"	medio
07.3712.99	675061	"HA"	alto
07.3938.99	650061	"U"	alto
07.3939.99	651001	"V"	medio
07.3940.99	651061	"V"	alto
07.3941.99	655001	"F-st"	medio
07.3942.99	655061	"F-st"	alto
07.3943.99	655080	"FC"	medio
07.3944.99	655081	"FC"	alto

---