

OMOGENEIZZATORI TENBROECK

Cod. 01.1360.07



Omogeneizzatori TENBROECK vetro borosilicato WHEATON 33® pestello in vetro ml 2 confezione 2 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- Omogeneizzatori di precisione, con pestello e mortaio intercambiabili
- Progettati per essere usati manualmente o con agitatori a bassa velocità.
- Particolarmente indicati per tessuti quali fegato, intestino e cuore. Il mortaio è dotato di serbatoio, nel pestello cavo può essere inserito del ghiaccio. Prodotti in vetro borosilicato Wheaton 33®.
- Distanza tra pestello e mortaio 0,0035" ÷ 0,0065".

Confezione da 2 pezzi.

Dati Tecnici

Capacità (ml)

2

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)
01.1360.05	OMOGENEIZZATORI TENBROECK	1
01.1360.07	OMOGENEIZZATORI TENBROECK	2
01.1360.13	OMOGENEIZZATORI TENBROECK	7
01.1360.22	OMOGENEIZZATORI TENBROECK	15

01.1360.41

OMOGENEIZZATORI TENBROECK

40
