


# 762075

Cod. 07.3949.99



Piastra 96 pozzetti GREINER 12 strip 8 posti fondo F binding medio bianco  
Lumitrac 200 conf 10 imballo 100

## Descrizione

Piastra in polistirene nel formato a strip che offrono il vantaggio della massima flessibilità, in particolare nel campo della diagnostica. Gli strip possono essere rimossi singolarmente dal supporto adattando la piastra alle esigenze specifiche dell'operatore. Esenti da DNase, RNase, DNA. Apirogene.

Disponibili per diverse metodiche e con diverse capacità di assorbimento, facilmente identificabili dal nome commerciale del materiale:

- Microlon 200 o 600, piastre trasparenti con capacità di binding medio e alto, rispettivamente.
- Fluotrac 200 o 600, piastre di colore nero, ideali per fluorimetria, con capacità di binding medio e alto, rispettivamente.
- Lumitrac 200 o 600, piastre bianche, ideali per luminescenza, con capacità di binding medio e alto, rispettivamente.

Fornite con due tipologie di fondo:

- "U", fondo rotondo, per test di agglutinazione.
- "F", fondo piatto, per misure ottiche di precisione.

Senza coperchi.

## Dati Tecnici

|               |               |
|---------------|---------------|
| Posti         | 12 strip da 8 |
| Tipo di fondo | "F"           |
| Materiale     | Lumitrac 200  |
| Binding       | medio         |
| Colore        | bianco        |

Varianti

| Codice     | Prodotto | Posti         | Tipo di fondo | Materiale    | Binding | Colore      |
|------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------|-------------|
| 07.3945.99 | 767070   | 12 strip da 8 | "U"           | Microlon 200 | medio   | trasparente |
| 07.3946.99 | 767071   | 12 strip da 8 | "U"           | Microlon 600 | alto    | trasparente |
| 07.3947.99 | 762070   | 12 strip da 8 | "F"           | Microlon 200 | medio   | trasparente |
| 07.3948.99 | 762071   | 12 strip da 8 | "F"           | Microlon 600 | alto    | trasparente |
| 07.3949.99 | 762075   | 12 strip da 8 | "F"           | Lumitrac 200 | medio   | bianco      |
| 07.3950.99 | 762074   | 12 strip da 8 | "F"           | Lumitrac 600 | alto    | bianco      |
| 07.3951.99 | 762076   | 12 strip da 8 | "F"           | Fluotrac 200 | medio   | nero        |
| 07.3952.99 | 762077   | 12 strip da 8 | "F"           | Fluotrac 600 | alto    | nero        |
| 07.3953.99 | 701070   | 8 strip da 12 | "F"           | Microlon 200 | medio   | trasparente |
| 07.3954.99 | 701071   | 8 strip da 12 | "F"           | Microlon 600 | alto    | trasparente |