


705066

Cod. 07.3959.99



Piastra 96 pozzetti strip SINGLE-BREAK GREINER 12 strip 8 posti binding medio giallo conf. 10 imballo 100 pezzi

Descrizione

Piastra nel formato a strip e pozzetti indipendenti che aumentano notevolmente la flessibilità, in particolare nel campo della diagnostica. Non solo gli strip possono essere rimossi singolarmente dal supporto ma anche i singoli pozzetti adattando al meglio la piastra alle esigenze specifiche dell'operatore. Esenti da DNase, RNase, DNA. Apirogene. Fornite in polistirene trasparente Microlon 200 o 600, con capacità di binding medio e alto, rispettivamente. Disponibili con diversi colori dei pozzetti per aumentare l'identificabilità dei campioni.

Formato: 12 strip da 8 pozzetti, fondo piatto con spigoli arrotondati.

Dati Tecnici

Binding	medio
Color code	giallo
Confezione (pezzi)	10/100

Varianti

Codice	Prodotto	Binding	Color code
07.3955.99	705070	medio	neutro
07.3956.99	705063	medio	rosso
07.3957.99	705064	medio	blu

07.3958.99	705065	medio	verde
07.3959.99	705066	medio	giallo
07.3960.99	705071	alto	neutro
07.3961.99	705073	alto	rosso
07.3962.99	705074	alto	blu
07.3963.99	705075	alto	verde
07.3964.99	705076	alto	giallo