


683271

Cod. 07.3975.99



Microprovette singole PCR GREINER da 0,2 ml tappo piatto colori assortiti confezione 1000 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- Per PCR con due diverse capacità.
- Presentano pareti sottili per ottimizzare il trasferimento di calore dal termociclatore alla soluzione.
- Disponibili in diversi colori per una immediata identificazione dei campioni e in confezione di colori assortiti (escluso il neutro).
- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Confezionati in sacchetti da 1000 pezzi.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	0,2
Volume vasca	tappo piatto
Colore	assortiti
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Volume vasca	Colore
07.3679.99	683201	0,2	tappo piatto	neutro
07.3678.99	682201	0,5	tappo piatto	neutro

07.3970.99	683273	0,2	tappo piatto	rosso
07.3971.99	683274	0,2	tappo piatto	blu
07.3972.99	683275	0,2	tappo piatto	verde
07.3973.99	683276	0,2	tappo piatto	giallo
07.3974.99	683277	0,2	tappo piatto	violetto
07.3975.99	683271	0,2	tappo piatto	assortiti
07.3976.99	684201	0,2	senza tappo	neutro
07.3978.99	682273	0,5	tappo piatto	rosso
07.3979.99	682274	0,5	tappo piatto	blu
07.3980.99	682275	0,5	tappo piatto	verde
07.3981.99	682276	0,5	tappo piatto	giallo
07.3982.99	682277	0,5	tappo piatto	violetto
07.3983.99	682281	0,5	tappo piatto	assortiti