

# OMOGENEIZZATORI TENBROECK

Cod. 01.1360.41



Omogeneizzatori TENBROECK vetro borosilicato WHEATON 33® pestello in vetro ml 40 confezione 2 pezzi

## Descrizione

Caratteristiche:

- Omogeneizzatori di precisione, con pestello e mortaio intercambiabili
- Progettati per essere usati manualmente o con agitatori a bassa velocità.
- Particolarmente indicati per tessuti quali fegato, intestino e cuore. Il mortaio è dotato di serbatoio, nel pestello cavo può essere inserito del ghiaccio. Prodotti in vetro borosilicato Wheaton 33®.
- Distanza tra pestello e mortaio 0,0035" ÷ 0,0065".

Confezione da 2 pezzi.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)

40

## Varianti

| Codice     | Prodotto                  | Capacità (ml) |
|------------|---------------------------|---------------|
| 01.1360.05 | OMOGENEIZZATORI TENBROECK | 1             |
| 01.1360.07 | OMOGENEIZZATORI TENBROECK | 2             |
| 01.1360.13 | OMOGENEIZZATORI TENBROECK | 7             |
| 01.1360.22 | OMOGENEIZZATORI TENBROECK | 15            |

