


673271

Cod. 07.3990.99



Microprovette in strip da 8 per PCR senza tappo GREINER da 0,2 ml colori assortiti confezione 125 pezzi imballo 1250 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- Per PCR da 0,2 ml di volume, in strip da 8, originali Greiner Bio One.
- Presentano pareti sottili per ottimizzare il trasferimento di calore dal termociclatore alla soluzione.
- Esenti da Dnase, RNase, DNA umano.
- Apirogeni.

Disponibili in diversi colori per una immediata identificazione dei campioni.
I tappi sono disponibili come articoli a parte.

Dati Tecnici

Colore	assortiti
Confezione (pezzi)	125/1250

Varianti

Codice	Prodotto	Colore
07.3663.99	673210	neutro
07.3985.99	673273	rosso
07.3986.99	673274	blu

07.3987.99	673275	verde
07.3988.99	673276	giallo
07.3989.99	673277	violetto
07.3990.99	673271	assortiti