




Cod. 07.3994.99

Tappi per piastre 96 pozzetti GREINER colore blu 125 pezzi imballo 1250 pezzi



## **Descrizione**

## Caratteristiche:

- Serie di tappi in strip da 8 per tubi da PCR
- compatibili con le piastre modello: 652201, 652270, 652280 e 652290.
- Disponibili in diversi colori per una immediata identificazione dei campioni.

## **Dati Tecnici**

Colore	blu
Confezione (pezzi)	125/1250

## **Varianti**

Codice	Prodotto	Colore
07.3991.99	373270	neutro
07.3993.99	373273	rosso
07.3994.99	373274	blu
07.3995.99	373275	verde
07.3997.99	373277	violetto

