


373274

Cod. 07.3994.99

Tappi per piastre 96 pozzetti GREINER colore blu 125 pezzi imballo 1250 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

- Serie di tappi in strip da 8 per tubi da PCR
- compatibili con le piastre modello: 652201, 652270, 652280 e 652290.
- Disponibili in diversi colori per una immediata identificazione dei campioni.

Dati Tecnici

| | |
|--------------------|----------|
| Colore | blu |
| Confezione (pezzi) | 125/1250 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Colore |
|------------|----------|----------|
| 07.3991.99 | 373270 | neutro |
| 07.3993.99 | 373273 | rosso |
| 07.3994.99 | 373274 | blu |
| 07.3995.99 | 373275 | verde |
| 07.3997.99 | 373277 | violetto |

