

669285

Cod. 07.4005.99



Micropiastre per PCR a 96 pozzetti 0,2 ml profilo H-S colore bianco, LightCycler, confezione 10 pezzi , imballo 100 pezzi

Descrizione

Piastre a 96 pozzetti da 0,2 ml per PCR in polipropilene ultra sottile per ottimizzare lo scambio di calore dal termociclatore alla soluzione, originali Greiner Bio One. Sigillabili con le pellicole SILVERseal, VIEWseal e AMPLIseal o chiudibili con i tappi in strip. Non sterili. Disponibili con i seguenti profili:

- “N-S”, Non-Skirted, senza bordo, possono essere utilizzate con tutti i più comuni termociclatori per piastre a 96 pozzetti, con bordo rialzato o superficie piatta con o senza codice alfanumerico.
- “H-S”, Half-Skirted, mezzo bordo, in polipropilene bianco con o senza codice alfanumerico. Ideali per PCR, gli intagli nel bordo, specifici per tipologie di strumenti, permettono un ottimo aggancio ai sistemi automatici.
- “F-S”, Full-Skirted, con bordo, piastre universali con angolo di riferimento.

Compatibili con i tappi in strip da 8 (venduti separatamente).

Dati Tecnici

Profilo	"H-S"
Volume vasca	idoneo per LightCycler
Colore	bianco
Griglia alfanumerica	sì
Tipo di tappo	serie 652258
Confezione (pezzi)	10/100

Varianti

Codice	Prodotto	Profilo	Volume vasca		Colore	Griglia alfanumerica	Tipo di tappo
07.3707.99	652201	"N-S"	-		neutro	no	serie 3732xx
07.3587.99	652260	"H-S"	ABI design		neutro	no	serie 3732xx
07.4002.99	652290	"H-S"	idonee per ABI		neutro	no	serie 3732xx
07.4003.99	652270	"F-S"	-		neutro	no	serie 3732xx
07.4004.99	652250	"N-S"	flat, universali		neutro	sì	serie 652258
07.4005.99	669285	"H-S"	idoneo LightCycler	per	bianco	sì	serie 652258