

OMOGENEIZZATORI MICRO MONOUSO

Cod. 01.1365.17

Micro-omogeneizzatore monouso vetro borosilicato WHEATON 33® ml 0,75
confezione 25 pezzi



Descrizione

Caratteristiche

- utilizzato specialmente con campioni radioattivi, permette di evitare contaminazioni incrociate.
- La piccola area di omogeneizzazione garantisce un alto recupero del campioni.
- Prodotto in vetro borosilicato Wheaton 33®.

Confezione 25 pezzi

Dati Tecnici