

BOTTIGLIE IN PET

Cod. 14.7183.99

Bottiglie per terreni GREINER IN PET ml 100 conf. 100 pezzi



Descrizione

Bottiglie originali Greiner, in polietilene tereftalato (PET), indicate per la conservazione di terreni nutritivi per colture, tessuti o per microbiologia.

Caratteristiche:

- Le bottiglie ed il tappo a vite sono realizzati con materiali che soddisfano i requisiti USP VI
- Graduate, con tappo a vite in politene ad alta densità.
- Sterilizzate ai raggi gamma ed apirogeni.
- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.
- Incremento del livello di sterilità garantito a SAL 10-6
- Miglioramento del tappo a vite con design ottimizzato e validato per la tenuta secondo lo standard IATA 95 kPA
- Imballaggio senza inserto in cartone per essere compatibile con le applicazioni in camera bianca

Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
Dimensione (LxPxH mm)	-
Confezione (pezzi)	100
Tipo	951710

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Confezione (pezzi)	Tipo
14.7183.99	BOTTIGLIE IN PET	100	100	951710
14.7184.99	BOTTIGLIE IN PET	500	50	950710
14.7185.99	BOTTIGLIE IN PET	1000	24	952710
