

# BOTTIGLIE IN PET

Cod. 14.7184.99

Bottiglie per terreni GREINER IN PET ml 500 conf. 50 pezzi



## Descrizione

Bottiglie originali Greiner, in polietilene tereftalato (PET), indicate per la conservazione di terreni nutritivi per colture, tessuti o per microbiologia.

### Caratteristiche:

- Tetragonali, offrono la stessa trasparenza del vetro, oltre alla robustezza e sicurezza della plastica.
- Graduate, con tappo a vite in polietilene ad alta densità.
- Sterilizzate ai raggi gamma ed apirogeni.
- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	500
Dimensione (LxPxH mm)	-
Confezione (pezzi)	50
Tipo	950710

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Confezione (pezzi)	Tipo
--------	----------	---------------	--------------------	------

---

14.7183.99	BOTTIGLIE IN PET	100	100	951710
14.7184.99	BOTTIGLIE IN PET	500	50	950710
14.7185.99	BOTTIGLIE IN PET	1000	24	952710

---