

BOTTIGLIE IN PET

Cod. 14.7185.99

Bottiglie per terreni GREINER IN PET ml 1000 conf. 24 pezzi



Descrizione

Bottiglie originali Greiner, in polietilene tereftalato (PET), indicate per la conservazione di terreni nutritivi per colture, tessuti o per microbiologia.

Caratteristiche:

- Tetragonali, offrono la stessa trasparenza del vetro, oltre alla robustezza e sicurezza della plastica.
- Graduate, con tappo a vite in politene ad alta densità.
- Sterilizzate ai raggi gamma ed apirogeni.
- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Dimensione (LxPxH mm)	-
Confezione (pezzi)	24
Tipo	952710

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Confezione (pezzi)	Tipo
--------	----------	---------------	--------------------	------

14.7183.99	BOTTIGLIE IN PET	100	100	951710
14.7184.99	BOTTIGLIE IN PET	500	50	950710
14.7185.99	BOTTIGLIE IN PET	1000	24	952710