

PORTAPIPETTE DA BANCO

Cod. 06.0708.99

PORTAPIPETTE DA BANCO PMMA



Descrizione

Ottimo per riporre in maniera ordinata e pratica le pipette sierologiche in vetro o in plastica.

E' realizzato in polimetilmetacrilato (PMMA) particolarmente trasparente, possiede finiture di elevata qualità e consente la visione del contenuto da qualsiasi angolazione.

Dotato di quattro ripiani di appoggio trasparenti, inclinati e top di colore bianco; il ripiano posto in alto può essere rimosso per creare un vano di maggiore capienza.

I quattro vani separati consentono di alloggiare pipette sierologiche di diverse capacità (da 1 ml a 50 ml) utilizzate quotidianamente in innumerevoli laboratori.

In considerazione della materia prima con cui è realizzato, si raccomanda di non irradiarlo con luce ultravioletta.

Dati Tecnici

Dimensioni esterne (LxPxH mm)	100x300x420
Dimensioni singolo vano (LxPxH mm)	89x290x85