

# BagMixer® 400 SW

Cod. 22.8651.99

Omogeneizzatore INTERSCIENCE modello BAGMIXER® 400 SW



## Descrizione

BagMixer® 400 SW con sportello trasparente a velocità variabile

Omogeneizzatore di campioni in sacchetto sterile.

Nuova linea di BagMixer® 400, moderna e completa che permette l'estrazione facile e sicura dei batteri dei campioni solidi.

Offre i seguenti vantaggi:

- Omogeneizza silenziosamente in un minuto un campione solido dentro un sacchetto sterile preservando le cellule per una migliore analisi microbiologica.
- Sportello trasparente in vetro a doppia lastra.
- Illuminazione interna a LED.
- Esclusivo sistema di pulizia "Click & Clean"®
- Schermo multifunzione digitale.
- Lo sportello è a tenuta stagna rinforzata.
- Biologicamente sicuro.
- Nessun contatto tra il campione e il BagMixer. Il liquido filtrato può essere prelevato ed analizzato senza rischio d'alterazione o di contaminazione crociata.
- I sacchetti sono sterili a monouso e assicurano pulizia e sicurezza.
- Accetta tutti i sacchetti da 50 a 400 ml.
- Semplice nella pulizia.
- Nessuna manutenzione sistematica dell'apparecchio.
- Lo sportello è completamente apribile (270°).
- Scocca in acciaio inossidabile.
- Partenza e fermata automatica.
- Sistema di chiusura Q-Thight®.

Possibilità di selezionare il tempo e la velocità di trattamento che consente di scegliere l'omogeneizzazione più idonea per ogni tipo di prodotto.

## Dati Tecnici

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Capacità (ml)                  | 50÷400                             |
| Timer                          | 1 s÷60 min o ?                     |
| Velocità (battute al secondo)  | 4/6/8/10                           |
| Dimensioni (LxPxH mm)          | 450x290x370                        |
| Peso (kg)                      | 26                                 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 220/50/-                           |
| Display                        | sì                                 |
| Volume vasca                   | sportello in vetro a doppio strato |

## Varianti

| Codice     | Prodotto         | Timer             | Velocità(battute al secondo) | Dimensioni (LxPxH mm) | Peso (kg) | Display | Volume vasca                       |
|------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------------------------------|
| 22.5450.43 | BagMixer® 400 P  | 30÷210 s continuo | / 8                          | 400x270x260           | 16,5      | no      | sportello in acciaio inox          |
| 22.5460.43 | BagMixer® 400 W  | 30÷210 s continuo | / 8                          | 400x270x260           | 16,5      | no      | sportello in vetro                 |
| 22.8651.99 | BagMixer® 400 SW | 1 s÷60 min o ?    | 4/6/8/10                     | 450x290x370           | 26        | sì      | sportello in vetro a doppio strato |
| 22.8652.99 | BagMixer® 400 S  | 1 s÷60 min o ?    | 4/6/8/10                     | 450x290x370           | 26        | sì      | sportello in acciaio inox          |
| 22.8672.99 | BagMixer® 400CC® | 1 s÷60 min o ?    | 4/6/8/10                     | 420x260x265           | 16,5      | sì      | sportello in vetro                 |