

TW alpha Plus MP 25

Cod. 22.8655.99

Campionatore automatico SI Analytics modello TW alpha Plus MP 25



Descrizione

Campionatore automatico per sistema di titolazione TL 7000 pilotabile direttamente dal titolatore o da PC tramite l'utilizzo del software Titroline easy. Fornito di agitatore magnetico (installato nella posizione di titolazione). Il campionatore permette di montare diversi rack in funzione dei volumi di campione desiderati. Con possibilità di installare nella testa di titolazione un agitatore ad elica (per applicazioni particolari dove non è possibile utilizzare l'agitatore magnetico). Fornito in set completo di pompa MP 25 per il lavaggio elettrodi/punta di buretta, rack porta campioni TZ 1459 a 16 posizioni per bicchieri da 150 ml forma bassa o 250 ml forma alta, cavo di connessione al titolatore, 20 bicchieri da 150 ml forma bassa.

Dati Tecnici

Numero di posizioni	16
Capacità dei vasi	150 ml f.bassa- 250 ml f.alta
Corsa del vaso o sensori (mm)	-
Tipo di agitatore incluso	magnetico
Diametro del carosello (mm)	-
Diametro dei vasi (mm)	-
Interfaccia RS 232 C (n)	-
Dimensioni modulo elevatore (LxPxH mm)	-
Peso complessivo (kg)	-
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/-

