

285129188

Cod. 23.9011.99

Elettrodo pH monotubolare combinato con termo sensore integrato modello Blu Line 18 pH



Descrizione

Elettrodo pH monotubolare combinato con termo sensore integrato modello Blu Line 18 pH con corpo in vetro diam. 12 mm lunghezza 120 mm Giunzione in Pt, rif. Ag/AgCl elettrolita KCl 3 mol sensore di temperatura Pt 1000. Particolarmente indicato per titolazione pH-metriche in ambiente acquoso.

Dati Tecnici