



MACRO ASPIRATORE EASY-MATE

Cod. 09.7204.99

Macro aspiratore Easy-Mate

Descrizione

Caratteristiche:

- Dispositivo manuale per riempimento pipette da 1 ml a 100 ml.
- Si adatta comodamente alla mano, consentendo il controllo regolare sia in aspirazione che in erogazione.
- Prima si preme il bulbo in silicone e la leva del pollice controlla sia l'aspirazione che la dispensazione. Il bottone centrale incorporato spinge fuori il liquido rimasto nella pipetta.

Dati Tecnici