

PALLONE FONDO PIANO

Cod. 01.1440.88



Pallone fondo piano collo normale vetro PYREX®/DURAN® ml 1000

Descrizione

Caratteristiche:

- Fondo piano a collo normale di media lunghezza, orlo svasato.
- In vetro borosilicato Pyrex® o Duran® resistente agli sbalzi termici e agli aggressivi chimici.
- Secondo DIN 12 347 ISO 1773.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Dimensioni (Ø corpo x H mm)	131 x 190
Diametro interno collo (mm)	42

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (Ø corpo x H mm)	Diametro interno collo (mm)
01.1440.45	PALLONE FONDO PIANO	50	51 x 90	26
01.1440.57	PALLONE FONDO PIANO	100	64 x 105	26
01.1440.73	PALLONE FONDO PIANO	250	85 x 138	34
01.1440.79	PALLONE FONDO PIANO	500	105 x 163	34

01.1440.88	PALLONE FONDO PIANO	1000	131 x 190	42
01.1440.90	PALLONE FONDO PIANO	2000	166 x 250	42
01.1440.94	PALLONE FONDO PIANO	4000	207 x 275	50
01.1440.96	PALLONE FONDO PIANO	6000	237 x 315	65
01.5174.99	PALLONE FONDO PIANO	5000	223 x 290	50
01.1440.93	PALLONE FONDO PIANO	3000	185 x 250	50
01.1440.97	PALLONE FONDO PIANO	10000	280 x 360	65