


PER BATTERIOLOGIA

Cod. 14.7190.99

Bacchette ad L polistirolo blu cf singola imballo 2000 PZ



Descrizione

Bacchette monouso sterilizzate, per batteriologia, realizzate in Polistirene.

Posseggono una forma ad "L" con la speciale angolazione a 100°½, che garantisce un utilizzo maggiormente confortevole e non affaticante.

Particolarmente utili per eseguire strisci su terreni agarizzati.

Dimensione mm 150x40. Sterili.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	singolo
Imballo (pezzi)	2000
Materiale	Polistirolo blu

Varianti

Codice	Prodotto	Confezione (pezzi)	Imballo (pezzi)	Materiale
06.2647.00	PER BATTERIOLOGIA	singolo	1000	Polistirolo antiurto bianco
06.2648.00	PER BATTERIOLOGIA	5	400	Polistirolo antiurto bianco
14.7190.99	PER BATTERIOLOGIA	singolo	2000	Polistirolo blu

14.7191.99	PER BATTERIOLOGIA	5	2000	Polistirolo blu
------------	-------------------	---	------	-----------------