


# PER BATTERIOLOGIA

Cod. 14.7191.99

Bacchette ad L polistirolo blu cf 5 irraggiate imballo 2000 PZ



## Descrizione

Bacchette monouso sterilizzate, per batteriologia, realizzate in Polistirene.

Posseggono una forma ad "L" con la speciale angolazione a 100°½, che garantisce un utilizzo maggiormente confortevole e non affaticante.

Particolarmente utili per eseguire strisci su terreni agarizzati.

Dimensione mm 150x40. Sterili.

## Dati Tecnici

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Confezione (pezzi) | 5               |
| Imballo (pezzi)    | 2000            |
| Materiale          | Polistirolo blu |

## Varianti

| Codice     | Prodotto          | Confezione (pezzi) | Imballo (pezzi) | Materiale                   |
|------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 06.2647.00 | PER BATTERIOLOGIA | singolo            | 1000            | Polistirolo antiurto bianco |
| 06.2648.00 | PER BATTERIOLOGIA | 5                  | 400             | Polistirolo antiurto bianco |
| 14.7190.99 | PER BATTERIOLOGIA | singolo            | 2000            | Polistirolo blu             |

|            |                   |   |      |                 |
|------------|-------------------|---|------|-----------------|
| 14.7191.99 | PER BATTERIOLOGIA | 5 | 2000 | Polistirolo blu |
|------------|-------------------|---|------|-----------------|