

ANALYTICAL FUNNEL

Cod. 05.8287.99



UNITA' FILTRANTI STERILI 100ml 0,22µm GRIGLIA NERA SU BIANCO CF. 50 CONF.SING.

Descrizione

Gli Analytical Funnel sono unità filtranti pronte all'uso, con capacità di 100 ml, dotate di una membrana di nitrocellulosa rimovibile. Possono essere abbinati a rampe di filtrazione con tappi di gomma. Dopo la filtrazione la membrana può essere facilmente rimossa per l'utilizzo in analisi microbiologiche qualitative e quantitative.

Gli Analytical Funnel permettono di risparmiare fino al 50% del tempo, non richiedono flambatura o sterilizzazione e riducono al minimo il rischio di cross contaminazione.

Dati Tecnici

Diametro (mm)	47
Porosità (µm)	0,2
Colore	Membrana bianca con griglia nera
Confezione (pezzi)	50
Sterile	sì
Confezionati individualmente	sì

Varianti

Codice	Prodotto	Porosità (µm)	Confezionati individualmente
05.8284.99	ANALYTICAL FUNNEL	0,2	no
05.4975.04	ANALYTICAL FUNNEL	0,45	no

05.4975.06	ANALYTICAL FUNNEL	0,45	sì
05.8287.99	ANALYTICAL FUNNEL	0,2	sì