

623 201

Cod. 07.4039.99

Microprovetta per centrifuga GREINER 2 ml confezione 500 pezzi



Descrizione

Microprovette per centrifuga sviluppate per resistere ad alte forze centrifughe e variazioni termiche, preservano l'integrità del campione. Indicate per centrifugazioni fino a 15000xg per provette da 0,5 ml con rotore ad angolo fisso, 18000xg per provette da 1,5ml e 16000xg per provette da 2 ml.

Completamente autoclavabili, tappo ergonomico piatto disegnato per apertura e chiusura facile e sicura con una mano, non graduate (provette 0,5 ml) e graduate (provette 1,5/2ml).

Compatibili con Vitatron (provette 0,5 ml) ed Eppendorf (provette 1,5 e 2 ml).

Certificate DNase/RNase, human DNA and pyrogens.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2
Dimensioni (ØxH mm)	8,05x40,25
Banda di scrittura	No
Graduazione	Si
Confezione (pezzi)	500

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Banda di scrittura	Confezione (pezzi)
07.3718.99	616 201	1,5	7,9x39	No	500
07.4039.99	623 201	2	8,05x40,25	No	500
07.4299.99	622201	5	16,6x56,6	sì	1000
