

TEMP TM 947 SD

Cod. 22.8681.99

Termometro con sensore Pt 100 modello TEMP TM 947 SD



Descrizione

Termometro digitale DATA LOGGER portatile a 4 canali.

Caratteristiche:

- Ampio display retroilluminato con visualizzazione simultanea di 4 canali.
- 4 ingressi per termocoppia K , J, T, E, R, S.
- 2 Ingressi per Pt 100.
- Funzione manuale ed automatica Data Logger con intervallo di acquisizione regolabile da 1 a 3600 sec.
- Salvataggio dei dati direttamente su SD card da 2GB (fornita a corredo). I dati letti sulla SD card sono direttamente esportabili su Excel per ogni tipo di elaborazione.
- Memoria permanente con funzione MIN-MAX e differenza T1-T2.
- Fermo lettura ed autospegnimento disattivabile.
- Completo di valigetta di trasporto.
- Certificabile ACCREDIA.

Dati Tecnici

Range temperatura (° C)	-100÷+1300 tipo K/ -200÷850 tipo Pt100
Precisione (° C)	0,5 tipo K 0,4 tipo Pt100
Risoluzione del display (° C)	±0,1 fino a 999,9/0,1 oltre 1 tipo K ±0,1 tipo Pt10
Fermo lettura	sì
Dimensioni (LxPxH mm)	-
Peso (g)	-

Alimentazione

6x 1,5 batterie tipo AAA

Accessori/Correlati

23.9869.99	52000082 Alimentatore per termometro TM 947SD Multicanale
23.9120.99	PT94TFE Sonda di temperatura PT94TFE con cavo PTFE per stufe e congelatori.
23.A022.55	PT94L Sonda di temperatura PT94L per misure in aria e liquidi