

# 803277

Cod. 07.4040.99



CRYO.S™ DATAMATRIX rack da 48 posti senza coperchio per vials CRYO.S™ 1,2,4,5 ml confezione 5 x4 pezzi

Section: Rack bottom with scanning windows

## Descrizione

Box studiati appositamente per lo stoccaggio di tubi con sistema datamatrix. Possono contenere fino a 48 tubi Cryo.s organizzati secondo lo schema standard ANSI per le micropiastre. I campioni possono essere processati automaticamente grazie al fondo a finestre che permette la lettura diretta dei codici datamatrix dei tubi senza la necessità di levarli dal box.

Box neri disponibili senza o con coperchi traslucidi con due altezze diverse.

Impilabili, realizzati in polipropilene resistente a temperature tra -196 e +30° C.

## Dati Tecnici

Tipo	803277
Volume vasca	Senza coperchio, per tubi Cryo.s da 1, 2, 4 e 5 ml
Dimensioni (LxPxH mm)	127,8x85,5x30
Confezione (pezzi)	5x4

## Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Volume vasca	Dimensioni (LxPxH mm)	Confezione (pezzi)
07.4040.99	803277	803277	Senza coperchio, per tubi Cryo.s da 1, 2, 4 e 5 ml	127,8x85,5x30	5x4

---

07.4041.99	803202	803202	Con coperchio basso, per tubi Cryo.s da 1 e 2 ml	127,8x85,5x52,5	20
07.4042.99	803270	803270	Con coperchio alto, per tubi Cryo.s da 4 e 5 ml	127,8x85,5x88,5	15

---