

# PIPETMAN® P200

Cod. 09.7216.99

Micropipetta Gilson volume variabile 20÷200 µl modello PIPETMAN® P200 con espulsore in metallo



## Descrizione

PIPETMAN®, riconosciuto come lo standard di pipettaggio per la sua affidabilità e durata comprovata, è una pipetta a spostamento d'aria completamente regolabile che utilizza puntali monouso.

Caratteristiche:

- Combina accuratezza, precisione e durata leggendarie con facilità di pipettaggio e manipolazione.
- Sono disponibili in un'ampia gamma di volumi con forze di pipettaggio ridotte per ore di pipettaggio confortevole.
- Otto modelli a canale singolo coprono una gamma di volumi da 0,2 µL a 10 mL.
- Accurate e precise, le pipette a spostamento d'aria PIPETMAN® sono riconosciute come uno degli standard mondiali.
- Realizzate in PVDF e acciaio inossidabile, PIPETMAN offrono una durata eccezionale.
- Costruita per durare, è la soluzione economica per anni di pipettaggio.
- La pulizia e la manutenzione ordinaria sono tutto ciò che è necessario per mantenere PIPETMAN in ottime condizioni per anni.

Il design PIPETMAN consente un facile accesso alle parti riparabili dall'utente, insieme a un portapuntali ed espulsore completamente autoclavabili.

## Dati Tecnici

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Modello             | P200   |
| Volume min÷max (µl) | 20÷200 |

Varianti

| Codice     | Prodotto        | Modello | Volume min÷max (µl) |
|------------|-----------------|---------|---------------------|
| 09.7545.99 | PIPETMAN® P2    | P2      | 0,2÷2               |
| 09.7546.99 | PIPETMAN® P10   | P10     | 1÷10                |
| 09.7547.99 | PIPETMAN® P20   | P20     | 2÷20                |
| 09.7294.99 | PIPETMAN® P100  | P100    | 10÷100              |
| 09.7216.99 | PIPETMAN® P200  | P200    | 20÷200              |
| 09.7217.99 | PIPETMAN® P1000 | P1000   | 100÷1000            |
| 09.7218.99 | PIPETMAN® P5000 | P5000   | 500÷5000            |
| 09.7540.99 | PIPETMAN® P10   | P10     | 1000÷10000          |