

# PALLONI A FORMA DI CUORE IN VETRO BOROSILICATO

Cod. 01.1630.17

PALLONI VETRO BOROSILICATO, FORMA A CUORE ML 10, NS 14/23



## Descrizione

Palloni forma a cuore in vetro borosilicato, ad alta resistenza chimica e termica.

Per piccoli volumi con cono normalizzato secondo le norme ISO.

Adatti per microdistillazioni.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	10
Cono (NS)	14,5/23
Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm)	28 x 85

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm)
01.1630.17	PALLONI A FORMA DI CUORE IN VETRO BOROSILICATO	10	28 x 85
01.1630.32	PALLONI ml 25	25	38 x 100
01.1630.45	PALLONI ml 50	50	48 x 115
01.1630.57	PALLONI ml 100	100	58 x 135

