

LKexv 1800 Mediline

Cod. 22.8724.99

Frigorifero da laboratorio antideflagrante LIEBHERR Mediline modello LKexv1800



Descrizione

I frigoriferi con vano antideflagrante sono testati in conformità alla direttiva UE 94/9/CE (ATEX 95). Sono pertanto adatti alla conservazione di sostanze esplosive e facilmente infiammabili in contenitori chiusi.

Il vano interno si presenta in plastica senza guarnizioni con alette di appoggio che impediscono il ribaltamento delle griglie.

I ripiani sono in vetro e garantiscono il supporto ottimale anche per piccoli oggetti fino a un peso massimo di kg 40.

Per ottemperare alla direttiva UE 94/9/CE, i frigoriferi antideflagranti sono privi di scarico condensa. L'acqua generata dallo sbrinamento automatico viene raccolta in una bacinella da svuotare periodicamente a cura dell'operatore.

Le apparecchiature Mediline offrono materiali pregiati, componenti potenti, ed elevata qualità.

Struttura del prodotto:

- Materiale del corpo esterno: resine epossidiche bianche.
- Materiale del vano interno: PS termoformato.
- Materiale della porta: acciaio, color bianco.

Funzioni:

- Raffreddamento: ventilato
- Sbrinamento: automatico.
- Range di temperatura ambiente: da +10°C a +32°C.
- Display : digitale esterno.
- Tipo di comando : meccanico.
- Maniglia tubolare.
- Porta chiusura automatica.

Dotazioni di serie:

- Ripiani in vetro.

- Serratura.

Dati Tecnici

Temperatura di esercizio (° C)	+1÷+15
Volume lordo/utile (l)	180/160
Consumo energetico (Kwh)	0,89 in 24 ore
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	600x600x860
Dimensioni interne (LxPxH mm)	513x441x702
N° porte	1
Peso (kg)	36
Numero di ripiani	3
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/-