

POLYTRON® PT 2500 E

Cod. 22.8732.99

Omogeneizzatore ad immersione KINEMATICA modello POLYTRON® PT2500 E



Descrizione

Omogeneizzatore ad alte prestazioni per volumi da 0,05 a 2500 ml di acqua, con display digitale e controllo elettronico della velocità. Offre un ampio intervallo di velocità da 500 a 30000 rpm, impostabile mediante manopola, che permette agli utilizzatori di lavorare ad elevate velocità anche con rotori di piccolo diametro. Una larga scelta di utensili garantisce un'ampia possibilità di applicazioni.

Caratteristiche:

- Dispersioni, sospensioni ed emulsioni.
- Dispersione di tessuti, resine e pigmenti vegetali, umani o animali.
- Frantumazione di campioni di tessuti animali e umani in diversi liquidi e volumi.
- Soluzione di solidi.
- Preparazione dei campioni secondo gli standard di sicurezza e controllo di qualità.
- Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali.
- Formulazione di lozioni, creme e alimenti.
- Estrazione di principi attivi farmaceutici (API) in pillole e compresse.
- Semplice uso con interruttore On/Off e regolazione del numero di giri.
- Regolazione del numero di giri intelligente per una lunga durata.
- Stabilità del numero di giri anche con cambi di viscosità.
- Semplice regolazione in altezza dell'unità di azionamento.
- Sostituzione dell'unità di lavoro mediante accoppiamento rapido Click & Go.
- Pulizia delle unità di lavoro semplicissima mediante il design EasyClean.
- Utensili disperdenti non compresi, vedi accessori.

Dati Tecnici

Accessori/Correlati

23.9099.99	PT-DA 05/2EC-E085 UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 0,1-5 PT-DA 05/2EC-E085
23.9100.99	PT-DA 07/2EC-E107 UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 0,3-10 PT-DA 07/2EC-E107
23.9104.99	PT-DA 25/2EC-E192 UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 100-2500 PT-DA 25/2EC-E192
23.9105.99	PT-DA 25/2FEC-E192 UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 100-2500 PT-DA 25/2FEC-E192
23.9106.99	PT-DA 20/2XEC-E116 UTENSILE PER DISPERSIONE PER COMPRESSE,PILLOLE,SUPPOSTE PT-DA 20/2XEC-E116
23.9107.99	ST-P20/600 ST-P20/600 Supporto in acciaio inox altezza regolabile per PT2500 E.
23.9108.99	PT-DA 20/2EC-E192 UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 100-2000 PT-DA 20/2EC-E192
23.9101.99	PT-DA 12/2EC-E123 UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 2-250 PT-DA 12/2EC-E123
23.9129.99	PT-DA 03/2EC-E050 UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 0,05-2 PT-DA 03/2EC-E050
23.9130.99	PT-DA 12/2EC-E157 UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 2-250 LUNGH.MM.157 PT-DA 12/2EC-E157