

MBA 125

Cod. 23.9116.99

MBA 125 Dispositivi di macinazione a lame con contenitore in vetro borosilicato ml 125



Descrizione

Caratteristiche:

Dopo la lavorazione senza travasamento possono essere utilizzati per altri scopi in laboratorio. Sono semplicemente avvitati al gruppo lame tramite filetto in vetro su anello distanziatore. Tutte le parti sono adatte al lavaggio in lavavetrerie e sono fatte di materiale inossidabile.

Dati Tecnici