


# PT94TFE

Cod. 23.9120.99

Sonda di temperatura PT94TFE con cavo PTFE per stufe e congelatori.



## Descrizione

°Sonda di temperatura a PT100.

- Senza manico, per misurare nei punti più remoti, e cavo di 3 metri in teflon per resistere alle temperature più estreme.
- Ideale per stufe e congelatori.
- Stelo resistente in acciaio inossidabile.
- Puntale semisferico per misure in aria e liquidi.

Caratteristiche:

- Accuratezza temperatura a 100°C  $\pm 0,35$  °C
- Accuratezza temperatura a 200°C  $\pm 0,55$  °C
- Accuratezza temperatura a -100 °C  $\pm 0,35$  °C
- Accuratezza temperatura a 0°C  $\pm 0,15$  °C
- Classe A
- Connessione Stereo jack 3,5 mm
- Diametro stelo 4 mm
- Lunghezza del cavo 3 m
- Lunghezza stelo 100 mm
- Materiale stelo Acciaio Inox
- Nome PT56 TFE
- Range certificabile -80 ... 250°C
- Range di misura Temperatura -100 ... 300 °C
- T90 3
- Terminale Semisferico

## Dati Tecnici

