

PT-DA 12/2EC-E157

Cod. 23.9130.99

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 2-250 LUNGH.MM.157 PT-DA 12/2EC-E157



Descrizione

PT-DA 12/2EC-E157 Utensile per dispersione per PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E

Volume trattabile (ml): 2÷250 - Diametro statore (mm): 12 - Profondità di immersione (mm): 157 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L.

- Qualsiasi operazione di dispersione standard.
- Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi.
- Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico.
- Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA.
- Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali.
- Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali.
- Disagglomerazione di strutture cellulari.
- Intensa miscelazione.

Dati Tecnici