



PT-DA 45/2EC-F250

Cod. 23.9144.99

UTENSILE PER DISPERSIONE VOLUME ML 200-6000 PT-DA 45/2EC-F250

Descrizione

PT-DA 45/2EC-F250 Utensile per dispersione per PT 10-35 GT, PT 45-80 GT, PT 3100 D, PT 6100 D (solo F-Coupling).

Volume trattabile (ml): 200÷6000 - Diametro statore (mm): 45 - Profondità di immersione (mm): 250 - Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L - Temperatura max (°C): 90

- Qualsiasi operazione di dispersione standard.
- Frantumazione di campioni di tessuto animali e umani in diversi liquidi e volumi.
- Preparazione dei campioni per l'estrazione e la soluzione di materiale organico.
- Preparazione dei campioni nella diagnostica medica e nell'analisi del DNA.
- Estrazioni di principi attivi/sostanze da campioni vegetali.
- Frazionamento cellulare di cellule animali e vegetali.
- Disagglomerazione di strutture cellulari.
- Intensa miscelazione.

Dati Tecnici