

FP 4

Cod. 22.3120.88

Flocculatore per prove di Jar Test 4 posti VELP modello FP4



Descrizione

Strumento particolarmente adatto a prove di Jar Test per l'ottimizzazione dei dosaggi di coagulati e polielettroliti in prossimità degli impianti di trattamento.

Caratteristiche principali:

- Struttura metallica con verniciatura epossidica resistente ai reagenti chimici, meccanici e corrosivi in genere.
- Aste in acciaio inox regolabili in altezza con dispositivo autobloccante.
- Alimentazione di rete 230V o 12V in corrente continua.
- Colonna centrale retroilluminata (disinseribile).
- Motoriduttore in corrente continua.
- Comando comune per la selezione dei giri con velocità prefissate.
- Timer con funzionamento anche in continuo.

Dati Tecnici

Numero di postazioni	4
Velocità (rpm)	20÷200
Timer (min)	0÷30 / continuo
Dimensioni (LxPxH mm)	250x250x320
Peso (kg)	4,8
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	100-240/50-60/6

Accessori/Correlati

23.2521.88	A00001005 Borsa per il trasporto.
------------	--------------------------------------