

PICNOMETRO

Cod. 01.1700.57



Picnometro per peso specifico Guy-Lussac tarato ml 100 con tappo a foro capillare

Descrizione

Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
---------------	-----

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)
01.1700.11	PICNOMETRO	5
01.1700.17	PICNOMETRO	10
01.1700.32	PICNOMETRO	25
01.1700.45	PICNOMETRO	50
01.1700.57	PICNOMETRO	100