

# 632181

Cod. 07.4073.99

Piastre petri GREINER polistirene sterili Ø 94x16 mm conf. 20/480



## Descrizione

Piastre realizzate con polistirene di elevata qualità con eccezionali proprietà ottiche, per le analisi al microscopio, ed ottima resistenza al calore, per l'utilizzo con agar caldo.

Disponibili con diametro da 35 a 145 mm, in versione ventilata o non ventilata, di tipo pesante o leggero, sterile o non sterile. Impilabili.

## Dati Tecnici

Tipo	632181
Dimensioni (ØxH mm)	94x16
Volume vasca	non ventilate,leggere. sterili
Confezione (pezzi)	20/480
Sterile	si

## Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Dimensioni (ØxH mm)	Volume vasca	Confezione (pezzi)	Sterile
07.3902.99	627102	627102	35x10	ventilate, leggere	10/740	no
07.3903.99	628102	628102	60x15	ventilate, leggere	20/600	no

---

07.3904.99	632180	632180	94x16	non ventilate, leggere	20/480	no
07.3710.99	633180	633180	94x16	ventilate, leggere	20/480	no
07.3909.99	664102	664102	100x20	ventilate, pesanti	15/360	no
07.3910.99	639102	639102	145x20	ventilate, leggere	15/120	no
07.4029.99	627161	627171	35x10	ventilate, leggere	10/740	sì
07.4025.99	628161	628161	60x15	ventilate, leggere	20/600	sì
07.4073.99	632181	632181	94x16	non ventilate, leggere. sterili	20/480	sì
07.4036.99	633181	633181	94x16	ventilate, leggere	20/480	sì
07.4093.99	664161	664160	100x20	ventilate, pesanti	24/360	sì
07.4026.99	639161	639161	145x20	ventilate, leggere	15x120	sì

---