

PIPETTE PASTEUR

Cod. 01.1820.33

Pipette Pasteur non sterili non cotonate Ø 7X230 mm confezione 250 pezzi
imballo 1000



Descrizione

Caratteristiche:

- Vetro neutro monouso modello Pasteur.
- Strozzatura portacotone vicino all' imboccatura che previene lo scivolamento dello stesso all' interno della pipetta.
- Confezione da 250 pezzi (x4)

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø x L mm)	7 x 230
Tipo	non cotonate

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø x L mm)	Tipo
01.1820.13	PIPETTE PASTEUR	7 x 150	non cotonate
01.1820.33	PIPETTE PASTEUR	7 x 230	non cotonate
01.1825.13	PIPETTE PASTEUR	7 x 150	cotonate
01.1825.33	PIPETTE PASTEUR	7 x 230	cotonate