

PIPETTE PASTEUR

Cod. 01.1825.13

Pipette Pasteur non sterili cotonate Ø 7X150 mm confezione 250 pezzi imballo 1000



Descrizione

Caratteristiche:

- Vetro neutro monouso modello Pasteur.
- Strozzatura portacotone vicino all' imboccatura che previene lo scivolamento dello stesso all' interno della pipetta.
- Confezione da 250 pezzi (x4)

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø x L mm)	7 x 150
Tipo	cotonate

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø x L mm)
01.1825.13	PIPETTE PASTEUR	7 x 150
01.1825.33	PIPETTE PASTEUR	7 x 230