

# PIPETTE PRECOTONATE



Cod. 01.1835.33

Pipette Pasteur precotonate sterili Ø x lungh. mm. 7x230 confezione 250 pezzi

## Descrizione

Tutte le pipette Pasteur in vetro sono realizzate con precisione con tubi accuratamente selezionati su macchine completamente automatiche garantendo totale uniformità di produzione. Punte e rastremazioni sono centrati e possono essere controllati facendo rotolare le pipette su una superficie piana. Lunghezza e la conicità delle punte è attentamente controllata. Le restrizioni per il collegamento sono ben formate ad una distanza uniforme dall'estremità lucidata a fuoco.

Caratteristiche:

- Sterilizzate mediante irradiazione Gamma
- L'imbottitura è realizzata in un misto di cotone e fibra di viscosa.
- Le pipette sterili sono confezionate in buste da 25 pz.
- In un cartone sono confezionati 10 sacchetti (250 pezzi).
- Le pipette Pasteur sono realizzate secondo la norma ISO 7712:1983.
- Vengono fornite con certificato di sterilità
- NON è un dispositivo medico
- disponibili nelle misure standard 150 mm e 230 mm
- vetro sodico-calcico con cerio

## Dati Tecnici

Dimensioni (Ø x L mm)	7 x 230
Confezione (pezzi)	250

## Varianti

---

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Dimensioni (Ø x L mm)</b>
01.1835.13	PIPETTE PRECOTONATE	7 x 150
01.1835.33	PIPETTE PRECOTONATE	7 x 230

---