



STANDARD ORP

Cod. 08.3952.83

ELETTRODI COMB. ORP PER REDOX VETRO TESTA A VITE S7

Descrizione

Elettrodi combinati in vetro per misure redox, con membrana ad anello di platino.
Testa a vite S7, senza cavo.

Dati Tecnici

Scala di misura	±2000 mV
Temperatura di esercizio (° C)	-10÷100
Corpo	Vetro
Elettrolita	Liquido KCl 3 M
Diaframma	3 ceramiche
Elemento di riferimento	Ag/AgCl cartridge