

BSH5001-E

Cod. 22.8863.99

Riscaldatore digitale a secco 1 blocco serie my BLOCK modello BSH5001-E



Descrizione

La serie **myBlock** di Benchmark è una linea di bagni digitali a secco che includono controlli avanzati a microprocessore, funzionamento temporizzato o continuo e un coperchio a cerniera rimovibile. Inoltre, è possibile posizionare una sonda opzionale di retroazione della temperatura esterna direttamente all'interno di una provetta di campionamento, fornendo controllo e monitoraggio in tempo reale della temperatura effettiva del campione.

Il coperchio trasparente di **myBlock** aiuta a promuovere una migliore uniformità e minimizza la stratificazione della temperatura nel blocco mantenendo uno strato di rivestimento d'aria calda. Inoltre, contribuisce a ridurre il consumo energetico riducendo al minimo la dispersione di calore nell'ambiente. Il coperchio a cerniera può essere aperto (verso il retro) o rimosso (sollevato) su ospitare tubi più alti.

Entrambi i modelli a singolo e doppio blocco possono essere ordinati in una configurazione che include i blocchi Quick-Flip ?. Questi blocchi universali accettano provette da 0,5 a 2,0 ml e, con una semplice rotazione sull'altro lato, possono contenere provette da 0,2 ml, strisce PCR o (solo nel modello a doppio blocco) una piastra PCR. Sono disponibili altri blocchi per tubi fino a 50 ml.

Caratteristiche principali:

- Controllo digitale della temperatura.
- Coperchio a cerniera.
- Sonda di temperatura esterna (opzionale).
- Disponibile con i blocchi universali Quick-Flip.

Dati Tecnici

Range temperatura (° C)

+5°C sopra ambiente ÷ +105°C

Precisione (° C)

± 0.3

Risoluzione (° C)	0,1
N° blocchi	1
Timer	1 min- 99 h 59 min
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	180x250x130
Classe di protezione	-
Peso (kg)	4,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/-

Varianti

Codice	Prodotto	Precisione (° C)	N° blocchi	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)
22.8863.99	BSH5001-E	± 0.3	1	180x250x130	4,5
22.8933.99	BSH5002-E	±0,3	2	160x365x130	4

Accessori/Correlati

23.9271.99	BSW1520 Blocco in alluminio per 24 provette da 1,5/2 ml.
23.A004.12	BSW05 Blocco in alluminio per 24 provette da 0,5 ml.
23.A004.13	BSW02 Blocco in alluminio per 48 provette da 0,2 ml oppure 6 strip per PCR.
23.9270.99	BSH-TP1 Sonda di temperatura esterna opzionale
23.A004.22	BSW15 Blocco in alluminio per 12 provette da centrifuga da ml 15
23.A004.23	BSW50 Blocco in alluminio per 5 provette da centrifuga da ml 50
23.A004.24	BSWMT Blocco in alluminio per piastra microtiter.