

TESTER COND 5

Cod. 08.3961.83

TESTER COND 5



Descrizione

COND 5 tester KIT, include: strumento, 1 cappuccio per la calibrazione, 1 x 55ml 1413µS e 12.88 mS standard di conducibilità, cordino da collo, fazzoletti, 4 x 1,5V AAA batteria, valigetta.

Caratteristiche tecniche:

- 1...3 punti di calibrazione, 3 standard in memoria.
- Temperatura di riferimento 20/25°C selezionabile.

Dati Tecnici

Scala	0...200?S - 0...2000?S - 0...20mS
Risoluzione	scala automatica
Precisione	±1% fondo scala
Calibrazione	automatica
Compensazione temperatura (° C)	automatica da 0 a 50
Dimensioni (Ø x L mm)	35x175
Peso (g)	130
Alimentazione	4 x 1.5V