

AP0001.AT1102

Cod. 23.9277.99

Pacchetto applicativo acque, pH, alcalinità. Il pacchetto applicativo contiene: siringa di vetro, bicchieri di plastica, barre magnetiche, applicativi pre-programmati su chiavetta USB, elettrodi, adattatori conici, tappi per bottiglie.



Descrizione

Pacchetto applicativo acque, pH, alcalinità.

Il pacchetto applicativo contiene: siringa di vetro, bicchieri di plastica, barre magnetiche, applicativi pre-programmati su chiavetta USB, elettrodi, adattatori conici, tappi per bottiglie.

Dati Tecnici